

特別な癒しを、日常の暮らしに。

“使いやすさ”をデザイン。



**スライド式
フットレスト**
最大9cmまでスライドして、脚にぴったりフィットします。



スライド式枕
枕を上下にスライドさせて、お好みの位置に調整できます。



スムーズに座れる低座面
座面を低めに設計し、乗り降りを簡単にしました。



サイドスリット
リモコンや雑誌が収納できて、とても便利です。

ゆるやかなラインが醸し出す高級感

2つのカラーバリエーションを用意しました




ベージュ
(CW)



ダークグレー
(HD)

ボタンを押すだけで選べる自動コース設定



■メディカルコース

- 全身コース
- 肩コース
- 腰コース
- 骨盤コース

■集中コース

- 肩集中コース
- 腰集中コース

仕 様				
販 売 名	ファミリーメディカルチェア X.1 FMC-702			
	コンパクトサイズ 幅約70cm×高さ約103cm×重量約57kg			
	[リクライニング時]			
使用電源	AC100V	J A N コード	4992648035888(CW)	
定格消費電力	102W		4992648035871(HD)	
オートタイマー	約15分		医療機器製造販売許可番号	31BZX00003
リクライニング角度	115°～165°		認 証 番 号	221AKBZX00093000
外 装 布 地	合成皮革	価 格	オープン価格	
付 属 品	電源コード・緩衝パッド(厚10mm)・指圧シート×2個・指圧パッド×2個			
お好みのもみ加減に合わせられます				
脚マッサージの強弱調節に		もみ玉の強弱調節に		
■指圧パッド	■指圧シート		■緩衝パッド	

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

○医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈リウ（瘤）、急性静脈リウ（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。

○急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

○心臓に障害のある人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性[とう（疼）痛性]疾患の人 ○治療部位に創傷のある人 ○体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状[けん（倦）怠感、寒寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。 ○妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人○背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ○かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ○悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ○安静を必要とする人 ○内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人 ○医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ○めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ○腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットの本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因になります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり、体を浮かせて気味にしてください。※特に体重100kg以上の方がご使用になる時はご注意ください。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]

この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

この製品は、日本国内の弊社工場にて企画/開発/設計/最終組み立て/品質保証を行い、部品調達および部品組み立てを中国にある弊社工場で分担しています。

●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

お問い合わせ

※このカタログの内容は2013年8月現在のものです。



一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会 正会員

ファミリーイナダ株式会社

http://www.family-chair.co.jp



本 社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3（ソラ新大阪21 14階） TEL (06) 4807-9111

札幌営業所 〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17（メタスタジオ 1階） TEL (011) 640-6655

仙台営業所 〒984-0047 仙台市若林区本ノ下3丁目1-2 TEL (022) 291-3484

東京支店 〒167-0033 東京都杉並区清水1丁目8-4（タカミサンピューテビル 1階） TEL (03) 3392-7100

名古屋営業所 〒451-0041 名古屋市中区堀下1丁目3-13（平野ビル 2階） TEL (052) 559-0470

大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3（ソラ新大阪21 14階） TEL (06) 4807-9191

広島営業所 〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5 TEL (082) 231-0227

福岡営業所 〒810-0071 福岡市中央区那珂津2丁目6-4（九産ビル 3階） TEL (092) 711-1567

製品に関する問合せフリーコール **0120-129-011**

修理等に関する問合せフリーコール **0120-772-294**

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

130802B054

FAMILY
INADA



FAMILY 人と時代への優しさを創造。
MEDICALCHAIR
X.1
ファミリーメディカルチェア
X.1（エックスワン）
FMC-702

インテリアにも、カラダにも、心地よくフィット。

FAMILY
MEDICAL CHAIR
X.1 FMC-702

倒れた骨盤を
立ててほぐす。

骨盤マッサージ




背もたれを起し、骨盤を立て、
エアバックともみ玉でしっかりマッサージ。


骨盤を立てる習慣作りを!

「骨盤」の役割は内蔵を守る骨であり、
背骨のバランスを取る上半身の台座の役割もしています。
日頃、意識しないと骨盤は倒れた状態になりがち。
上半身の台座である「骨盤を立てる」ことで、
自然に背筋が伸びるのです。
骨盤を立てる習慣作りが大切です。

ファミリーイナダ独自の基本性能



**光センサー
自動検索システム**
体型ごとに異なる指圧ポイントを、
光センサーが自動で検索。症状
に合わせて効果的なマッサージを
行います。




メディカルプログラム
プロのマッサージ理論
を症状別にコース化

シーソー式4つ玉&超スローシステム
ソフトなもみ心地と溜
めのあるもみを実現

肩のコリにうれしい

肩甲骨の際に沿ってもむ

「肩引もみ」



腰のコリにうれしい

もみ玉ロングストローク69cm

「腰深もみ」



脚の疲れにうれしい

3方向からエアバッグで指圧

「脚立体もみ」

