

コンパクトでスマートなマッサージチェア。部屋に溶け込むデザインながら、マッサージチェアを長年つくり続けてきたファミリーイナダの卓越な技術、AI機能が詰まった本格派。毎日の生活の中のちょっとした時間に、寛ぎの時間に、さっと座って疲れを癒せるマッサージチェア。より健やかな毎日を応援します。

使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
 ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。
 ◎医師からマッサージを禁じられている人例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
 ◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 ◎治療部位に創傷のある人◎体温 38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期にある人、衰弱している人。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人
 ※特定の病気をもちていない場合でも、高齢や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや、座面の下等)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
 上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重 100kg 以上の方がご使用になるときはご注意ください。

仕様

販売名	AIイナダチェア愛の手	本体の寸法	幅約50cm×奥行約34(68)cm×高さ約106cm 奥行の()内の数字は座面使用時の状態です。
使用電源	AC100V	重量	約23kg
定格消費電力	75W	外装布地	合成繊維
定格周波数	50-60Hz	付属品	電源コード
定格時間	30分	包装	1梱包/1台
電撃に対する保護の形式	クラス01機器	類別	機械器具(77)バイブレーター
もみ速さ	最小約5回/分、最大約18回/分	一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコードF34662000)管理医療機器
たたき速さ	最小約210回/分、最大約525回/分	医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
上下移動速さ	最小約1.4cm/秒、最大約4.0cm/秒	医療機器認証番号	303AKBZX00057000
マッサージ範囲	約59cm	製造販売業者	ファミリーイナダ株式会社
メディカルコース	4種類	製造業者	ファミリーイナダ株式会社
お好みコース	2種類		
オートタイマー	約15分(メディカルコース時は異なります)		

本体寸法



JANコード: 4992648130163

ご自宅への搬入・設置について

- この製品は、フットレストを折りたたんだ状態で梱包してお届けします。ご使用前には、必ずフットレストを広げてください。
- フットレストを広げたときにはものに当たらないように本体前のスペースを約40cm以上確保してください。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約2.5kgの荷重がかかります。



重量: 27.5Kg (箱込み)



ファミリーイナダ株式会社

ファミリーイナダ 検索 <https://www.family-chair.co.jp/>

〒532-0004
 大阪市淀川区西宮原 2-1-3 ソーラ新大阪 21 14 階
 TEL(06)4807-9111(代) FAX(06)4807-9184

お客様サポート フリーコール 電話: 0120-129-011

受付時間: 土・日・祝を除く平日 9:00 ~ 17:00 / 全国どこからでも無料でご利用いただけます。



Connecting you,
 To tomorrow.

愛の手



AIイナダチェア「愛の手」AIC-A100

暮らしが変わる、私が変わる。

明日、そのまた将来、未来へとつなげる暮らし。
今もそのときも、より良いライフスタイル、より持続可能な未来を実現するために。



どこでも設置。キャスターがついて使いたい場所への移動がかんたん

部屋に溶け込むファブリック素材コンパクトでスマートなデザイン

ローリング機能をはじめ多彩で本格的なマッサージ機能を搭載



心地よく足を支えてしっかりリラックス

使わない時は足部分を収納してさらにコンパクトに

軽量なので移動も簡単




<使用時>

<収納時>

AI(人工知能)がコリ具合に合わせて揉みを瞬時に調整

マッサージを受ける人の筋肉の形や大きさ、その時のコリに合わせて人工知能メカが最適な強さと時間にもみ動作を調整。マッサージ中のもみ玉から受け取った負荷に応じて、もみ玉の動く速さを調節し、凝っている部分は深くゆっくり、コリがほぐれてくるとリズムカルに施術します。



*人工知能メカのプロのもみ味をオシロスコープで測定したイメージ図



本体に座るだけで、家族の指圧点を自動的に検出。

「アジャストセンサー指圧点自動検出システム」が、身長や体型などの個人差に関わらず、家族一人ひとりの全身の指圧点を自動的に検出。

全身の指圧点を自動検出

骨格を検知

筋肉の形や大きさを検知

ボタンひとつで簡単操作



上半身 首・肩・腰・背中をしっかり刺激することで上半身をほぐします。

首肩 首から肩にかけてしっかりもむことで、緊張をほぐしていきます。

腰 体重の負担がかりやすい腰を中心にマッサージします。

背筋伸ばし ローラー動作を中心とした背筋を伸ばすコースです。



マッサージ監修 松浦英世氏

松浦鍼灸大学堂院長、関西医療大学客員教授。元サントリー男子バレーボールチームトレーナー。40年以上にわたり、鍼灸の現場で活躍してきた第一人者。トップアスリートからも高い信頼を得ており、日本屈指の治療家との呼び名も高い。「神の手を持つ治療家」として知られる。