

■ 製品仕様

販売名	メディカルチェア FIP-6208J
使用電源	AC100V
定格消費電力	100W (ヒーターのみの定格消費電力10W)
定格周波数	50-60Hz
定格時間	30分
類別	機械器具 (77) バイブレーター
一般的名称等	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器
医療機器認証番号	307AKBZX00013000
もみ速さ	最小18回/分、最大40回/分
たたき速さ	最小346回/分、最大568回/分
足裏速さ	最小17回/分、最大27回/分
もみ玉上下移動速さ	4cm/秒
マッサージ範囲	122cm
エア圧力	約28kPa
ヒーター	最大45℃
自動コース	8種類
手動コース	6種類
リクライニング角度	水平面に対して約 126°~約 146° 無段階(電動リクライニング)
本体の寸法	幅約74cm×奥行約150(174)cm×高さ約104(83)cm 奥行・高さの( )内の数字は背もたれを倒した状態の寸法 ※搬入時本体最小寸法 65cm
質量	約69kg
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード、リモコンホルダー
包装	1梱包/1台
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地

■ カラーバリエーション



ブラック (B)

アイボリー (IV)

■ 本体の寸法



( ) 内の数字は背もたれを倒した状態の寸法



■ ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.] この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。  
●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

医師からマッサージを禁じられている人例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう]痛性疾患の人◎治療部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期にある人、衰弱している人。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人を使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや、座面の下等)で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためもみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



<https://www.family-chair.co.jp>

製品に関するお問い合わせ窓口 0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00~17:00 (12:00~13:00は除く)

本社:大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番10号 PMO EX新大阪 6階  
製造販売元:ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)



お問い合わせ

※このカタログの内容は2025年3月現在のものです。

202503-01



MEDICAL CHAIR  
i-FIT

いま  
現在を生きるあなたに FIT!

ニュースタンダード

メディカルチェアという新基準。

メデイカルチェアだから

首・肩・腰・腕・お尻・ふくらはぎ・足裏まで深くFiT!



自動検索システム搭載

その人に合わせる  
「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」

体型によって一人ひとり異なる指圧点を、自動で検索。座った人の体型を知り尽くした上で、的確なポイントでもみ動作が行われるようにもみ玉の位置を調節します。



20cm

省スペース設計

リクライニング機構にはスライド構造を採用しており、壁から約20cmのスペースを確保することで設置が可能です。

簡単リモコン操作

見た目わかる簡単操作。直感的なリモコンで、スムーズに使えます。マッサージの終了時間も確認可能です。



ホッと

心地よい温もりで腰をしっかりケア

マッサージチェアの腰部分にはヒーターを搭載。じんわりと温めながら、こわばった筋肉をほぐし、より深いリラックス効果を実現します。寒い季節や疲れが溜まったときにも、心地よい温もりで癒しの時間をお楽しみください。

ゼログラビティリクライニング

極限まで脱力できる「脱・重力負担」を実現

マッサージチェアにおける理想の施術は、いかに施術時の負担を減らしながらリラックスできるかということ。さらに、身体のS字ラインに合わせて適切にマッサージができるかが重要です。

独自の研究により、「脱・重力負担」のゼログラビティ角度に着目。チェア全体で均等に身体を支え、全身の筋肉の負担を減らすことで、無重力のような楽な姿勢でリラックスしてマッサージすることを可能にしました。



チェア全体で均等に身体を支える「脱・重力負担」

ロングレンジフレーム

お尻までメカでマッサージ

マッサージメカがお尻まで届く設計となっているため、立つ・歩く等の日常動作を支え、疲労がたまりやすいお尻の筋肉をマッサージすることが可能です。



もみメカの施術範囲が約122cmとなり、当社製品(AIC-100)と比較して約185%UP。もみメカによる施術範囲をお尻まで延伸させることにより、多裂筋や大臀筋をマッサージすることで、引き締まったヒップラインを保つ助けになります。



「お尻のコリ」気づいていますか?

長時間のデスクワークやスマホ操作、立ち仕事など、お尻に負担がかかる習慣であふれています。気づかないうちに筋肉がこわばり、なんとなく重だるい、スッキリしないと感ずることも…。深層の筋肉までしっかりアプローチ! お尻をほぐせば、全身スッキリ、軽やかに!


シーソー式4つ玉メカ+ランバーサポート

シーソー式4つ玉メカを採用

身体のS字ラインに沿ったマッサージにより身体にグリップさせることでもみ玉と身体のフィット感を増進させています。強弱調整は背パット内に内蔵されたエアセルによるランバーサポートで5段階の強弱調整が可能です。



包み込むような腕マッサージ



エアセルが手から肘まで優しく包み込み、腕全体のコリをほぐします。

ふくらはぎエア



ふくらはぎをエアセルにより、左右からしっかりと包み込みます。

足裏指圧もみメカ



足裏は足裏指圧もみメカを搭載し、足裏全体をさらに強力にもみほぐします。