

家庭医療の未来が、始まりました。



MADE IN JAPAN,DAISEN

この製品は、日本国内の弊社工場にて、企画・開発・設計から組立て及び品質保証まで全てを行っております。

使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
 ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人には、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 ◎急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人

※次の人には、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性[とう（疼）痛性]疾患の人 ◎施療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ベースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受ける人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ◎温度感觉喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができる人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットを本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。ただし、集中力アップコースに限り、中学生以上のお子様が使用することができます。その場合、必ず保護者が付き添ってください。
 →事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかる場合、安全のためもみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。
 特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
 この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]
 この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

- 印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
- 商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
- 本機付属のタブレットに「指圧」の文言を使用しておりますが、
 使用目的又は効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

ファミリーイナダ株式会社

<https://www.family-chair.co.jp>



製品に関するお問い合わせ窓口	0120-129-011
修理等に関するお問い合わせ窓口	0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00

本社：大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 ソーラ新大阪2114階
 製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地（大山工場）

お問い合わせ

家庭用医療機器

LUPInUS

ルピナス

ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC-LPN10000
 ファミリーメディカルチェア ルピナスライト FMC-LPN9000

※このカタログの内容は2017年11月現在のものです。

171130BD74



Design by Sho Horinoe

「気持ちいい」が毎日続くことを、
「健康」と言います。



マッサージチェアは、 家族の「健康」を支える存在へ。

マッサージチェアで、家族一人ひとりの健康を支える。

ファミリーイナダが54年の経験を積み重ねてたどり着いた答えが、ここにあります。

「気持ちよさ」で家族の暮らしに寄り添いながら、一人ひとりの「健康」を支え続ける生活必需品へ。

家庭医療の未来が、「ルピナス」から始まっています。

「人工知能システム」と「通信ネットワーク」が融合。



まさに、感動の気持ちよさ

業界初! **人工知能システム** が、一人ひとりのその瞬間を知り尽くしてマッサージ

人工知能システムが、家族一人ひとりの体型や筋肉の状態を知り尽くし、
その人の、その瞬間のコンディションに合わせてマッサージ。
最適なもみ動作で、感動の気持ちよさをもたらします。



大切な人の健康を支える

業界初! **通信ネットワーク** で、家族の健康を毎日管理

家族の健康状態の変化をお知らせ
日々の血圧、体重、脈拍を管理し、数値に大きな変化があった場合は文字と光でお知らせします。
※ 血圧、体重の測定には別途、外部機器が必要となります。

最高血圧 最低血圧 最高脈拍 最低脈拍

マッサージ前 マッサージ後

月に一度の健康管理習慣がつくれる
約50項目の質問に答えて、毎月の健康をチェック。さらに、年1回の人間ドックにも今後対応ていきます。

あなたの健康指数 65 / 100点

脈拍レベル 血压レベル 体温レベル BMIレベル 皮下脂肪レベル

今日の健康状態指数 生活習慣へのアドバイス

目には見えない内臓脂肪も把握(メタボスコア)
ヘルスグリッド社のビッグデータを活用して、身長や腕の太さから内臓脂肪や皮下脂肪の状態をチェック。生活指導も行います。

内臓脂肪100cm² 皮下脂肪150cm²

大腰筋 脊柱起立筋

プロの鍼灸師・医師・大学と開発した最新プログラムをリアルタイムにお届け
プロの鍼灸師・医師・大学と共同開発した、気持ちよく、効果を追求した最新のマッサージプログラムをリアルタイムにお届けします。

スマートフォンアイコン

※1 人工知能システム: ファミリーイナダ独自のアジャストセンサー指圧点自動検索システムと人工知能メカによるもみ動作制御を用いて、個人の筋肉の形や大きさに合わせて、最適な強さで最適な時間、施術する点。
※2 通信ネットワーク: タブレットにWi-Fiもしくは、LTE通信機能を有し、ネットワークに接続。クラウドとデータの通信を行う点。2016年8月現在ファミリーイナダ調べ。
※3 付属タブレットの機能です。



人工知能システムが叶える、感動の気持ちよさ。

コリや疲れは、人それぞれ時間やタイミングによっても異なります。「ルピナス」に搭載された人工知能システムは、その人の、その瞬間のコンディションに合わせた最適なもみ動作が可能。まさに感動の気持ちよさを実現します。



*集中力アップコースに限り、中学生以上のお子様が
使用することができます。
その場合は、必ず保護者が付き添ってください。

ファミリーイナダの考える人工知能(AI)

ファミリーイナダの考える人工知能とは、人間が知能を使って行うことを機械に忠実に再現させようとする技術です。これまで培ってきた制御技術・センサー技術を結集し、ユーザー一人ひとりに合わせて機械をコントロールすることで、人間と同じように最適な施術を実現できると考えています。



一人ひとりを知り尽くす人工知能システム。

その人に合わせる
「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」

体型によって一人ひとり異なる指圧点を、自動で検索。「ルピナス」に座った人の体型を知り尽くした上で、的確なポイントでもみ動作が行われるようにもみ玉の位置を調節します。

STEP 1

全身の指圧点を検出



STEP 2

骨格を検知



STEP 3

筋肉の形や大きさを検知
(アウターマッスル、インナーマッスル)

その時の状態に合わせる
「人工知能メカ」


コリや疲れは、人それぞれタイミングによっても異なります。そこで、その人の筋肉の形や大きさ、その時のコリに合わせて人工知能メカが最適な強さ・最適な時間にもみ動作を調節します。マッサージ中のもみ玉の負荷をモーターの信号として受け取り、負荷に応じてもみ玉の動く速さをコントロール。凝っている部分は深くゆっくり、コリがほぐれて筋肉が柔らかくなってくるとリズミカルに施術します。

STEP 4


筋肉の疲労による硬さを検知

マッサージによる効果を高めるために、その人のその瞬間の状態・部位に合わせて“気持ちいい”と感じるマッサージをすることが非常に重要です。

大きくもむ、止める、深く押す。
プロの理論に基づくプログラムを実現。



*人工知能メカのプロのもみ味をオシロスコープで測定したイメージ図。



たまたまコリも解きほぐす、
プロの施術ノウハウを取り入れたもみ技。

「8軸AIメカ」*

左右独立自動制御システム搭載。

筋肉のコリ(硬さ)に合わせて、人工知能メカがもみの強さを自動で制御するだけでなく、「8軸AIメカ」は背中の左右で異なるコリの状態に合わせてもみバランスを自動で調節します。

*「8軸AIメカ」はルビナス(FMC-LPN10000)に搭載。



肩：僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋
せうぼうきん けんこうきょきん りょうけいきん

背中：脊柱起立筋
せきちゅうきりつけん

腰、お尻：多裂筋・梨状筋
たれつけん りじょうきん

プロフェッショナルコース

40年以上にわたり、鍼灸の現場で活躍してきた第一人者、松浦英世先生。それぞれの部位やコリに合わせたプロならではの繊細なマッサージを



松浦英世氏

松浦鍼灸大学堂院長、関西
上にわたり、鍼灸の現場で活
躍してきた第一人者。トップ
アスリートからも高い信頼を
得ており、日本屈指の治療家
を持つ治療家として知られる。



の施術に近づけたコース。
再現します。



目的ごとに効果を追究した
メディカルプログラム。



リラクゼーションコース

マッサージを楽しむことを目的としたコース。癒しのムードに加え、ナレーションも流れ、気持ちもリフレッシュできます。

ストレス解消コース

マッサージに呼吸法を取り入れることで、副交感機能を高め、ストレスをためない身体づくりをめざすコース。

他にも、豊富なコースをご用意

- ・「部位別コース」
- ・「肩こり緩和」
- ・「集中力アップ」
- ・「活動力アップ」
- ・「ストレッチ姿勢調整」など

新開発「レッグ・マルチエアユニット」

プロ監修の3つの脚専用マッサージコース搭載。

左右92個*のエアセルでプロのもみ技を再現。遠心性、求心性、ストレッチ、足裏、脚の重要な指圧点のリズミカルな指圧など、多彩な動きをプロの監修のもと、3つの脚専用マッサージコースとしてプログラムしました。

*脚左右各30個、足裏左右各16個 計92個のエアセルを装備。(FMC-LPN10000)

【脚の重要指圧点】三陰交、陽補、築賓、豊隆、足三里、湧泉、承筋



もみ技1
はあくじゅうねつ
把握揉捏
(ふくらはぎのマッサージ技法)



もみ技2
おしらじゅうちゅう
足裏集中
(足裏の湧泉の集中指圧)
ゆうせん



ストレッチ
(太もも前面、ふくらはぎ、アキレス腱
のストレッチ)

新開発「腕・マルチエアメカユニット」

プロ監修の3つの腕専用マッサージコース搭載。

左右72個*のエアセルと腕・マルチメカでプロの3つのもみ技を再現。遠心性、求心性、腕の重要な指圧点のリズミカルな指圧など、多彩な動きをプロの監修のもと、3つの腕専用マッサージコースとしてプログラムしました。

*腕左右各36個 計72個のエアセルを装備。(FMC-LPN10000)

【腕の重要指圧点】外関、内関、陽池、鵝門、手三里、孔最、勞宮



もみ技1
はあくじゅうねつ
把握揉捏
(前腕・屈筋群のマッサージ技法)
せんわん くっせんぐん



もみ技2
しゅこんじゅうねつ
手根揉捏
(前腕・伸筋群のマッサージ技法)
せんわん しんせんぐん



もみ技3
にしじゅうねつ
二指揉捏
(前腕・腕橈骨筋のマッサージ技法)
せんわん わんどうこつきん

通信ネットワークが実現する 健康管理の新しいカタチ。

家族の健康状態がひと目でわかったり、
健康管理習慣がつくれたり、
業界で初めて通信ネットワークを搭載することで、
今までにない健康管理の新しいカタチを実現しました。




家族一人ひとりの健康状態をデータで管理

日々の血圧、体重、脈拍をタブレットで管理。家族の健康状態がひと目でわかります。また、脈拍測定ではストレス管理も行い、数値に大きな変化があった場合は文字と光でお知らせ。数値に応じたアドバイスも行います。


*血圧、体重の測定には別途、外部機器が必要となります。



毎月の本格的な健康チェックが可能



毎月1回、約50項目の質問への回答と「ルピナス」の使用データを組み合わせて、健康チェックを実施。今のお身体の状態を把握でき、生活習慣へのアドバイスも行います。また、血液や便などの検査も行う年1回の人間ドックにも今後対応していきます。



さまざまなプログラムで、家族の健康をサポート。

目には見えない内臓脂肪を把握


ヘルスグリッド社のビッグデータを活用して、身長や腕の太さから内臓脂肪や皮下脂肪の状態をチェック。生活指導も行います。

HealthGrid

00:00

メタボスコア

メタボスコアの結果を表示します



最新のマッサージプログラムをリアルタイムにお届け

プロの鍼灸師・医師・大学とともにみ技を研究し続けるファミリーイナダの効果を追求した最新プログラムをリアルタイムにお届け。常に新しいマッサージを受けられます。また、人間ドック機能（2017年以降）やビッグデータを活用した新しいサービスの追加も順次予定しており、「ルピナス」は常に進化し続けます。



体重チャレンジコース

体重を管理しつつ、目標に対してアドバイスを見ながらチャレンジするコース。

*体重の測定には別途、外部機器が必要となります。

00:00 体重チャレンジ

測定結果とあなたに最適なプランを表示します

測定結果

体重 80kg BMI 27 体脂肪率 30%

その他の測定結果

目標プラン

症状別の健康チェック

気になる症状を選択し、質問項目に答えることで健康アドバイスやおすすめのマッサージコースが表示されます。

00:00 気になる健康チェック

お好みの項目を選択してください

症状による健康チェック

ストレスチェック

認知症チェックプログラム &トレーニングプログラム

認知症チェックのための問題が表示され、脳トレーニングが実施可能。

00:00 ストレスチェック

認知症チェック

健康辞典

健康情報の受信

予防医学の観点から日々の健康管理に役立つ最新の医療情報を配信。

*クリニック・大学・ビッグデータ社の医療データ・医療研究データを提供。

00:00 はなこさん

健康情報：認知予防に新たな調査結果。

メディカルコース


リラクゼーションコース

ミュージックシンクロコース

集中力アップ

ビッグデータの活用

「ルピナス」の稼働状況を収集し、分析することでよりニーズに合うプログラムの開発やメンテナンス、故障解析への活用を予定しています。



気持ちよさで、機能で、選べる2つの「ルピナス」。



家庭用医療機器
LUPINUS
ルピナス

「人工知能システム」を駆使したフル機能を搭載。
「通信ネットワーク」もLTEモデルとWi-Fiモデルから選べる
「ルピナス」のフラッグシップモデル。



家庭用医療機器
LUPINUS
ルピナス ライト

「人工知能システム」と「通信ネットワーク」を搭載。
お求めやすい価格で、
充実のマッサージと健康管理を実現するライトモデル。



仕様	
販売名	ファミリーメディカルチェア ルピナス FMC-LPN10000
使用電源	AC100V 50~60Hz
定格消費電力	230W(ヒーター使用時) ヒーターのみ動作時の定格消費電力60W 合成皮革
外装布地	
リクライニング角度	水平線に対して約115°～約162° 無段階(電動リクライニング) 約100kg
重量	
付属品	イヤホン/タブレット(10.1インチ)/脈拍センサー/指圧ボール×2
音源の外部入力	有
エアーセルの数	164枚(マルチエアユニット) 最小3.6cm 最大24.2cm
もみ幅	
医療機器認証番号	228AKBZX00053000
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
メーカー保証期間	5年間



お客様の健康なくらしを支え続ける メーカー保証付5年契約販売

ルピナス FMC-LPN10000		ルピナス ライト FMC-LPN9000	
LTEモデル Soft Bankの通信モジュールを搭載	8,900円(税別) /月×5年間(60回)	Wi-Fiモデル 既存ネットワークを使用	7,900円(税別) /月×5年間(60回)
LTEモデル Soft Bankの通信モジュールを搭載	5,900円(税別) /月×5年間(60回)	Wi-Fiモデル 既存ネットワークを使用	4,900円(税別) /月×5年間(60回)
アイボリー LTE FMC-LPN1000(L-IV) JANコード:4992648039299	キャメル LTE FMC-LPN10000(L-CM) JANコード:4992648039282	ブラック LTE FMC-LPN10000(L-B) JANコード:4992648039305	アイボリー LTE FMC-LPN9000(L-IV) JANコード:4992648039381
アイボリー WiFi FMC-LPN10000(IV) JANコード:4992648039329	キャメル Wi-Fi FMC-LPN10000(CM) JANコード:4992648039312	ブラック Wi-Fi FMC-LPN10000(B) JANコード:4992648039336	アイボリー Wi-Fi FMC-LPN9000(IV) JANコード:4992648039275
●スピーカーヘッドレスト 標準価格 19,800円(税別) アイボリー OP-SH100(IV) JANコード:4992648092690 ブラック OP-SH100(B) JANコード:4992648092706 キャメル OP-SH100(CM) JANコード:4992648092720	●緩衝パッド 標準価格 3,000円(税別) アイボリー OP-PAD20(IV) JANコード:4992648092744 ブラック OP-PAD20(B) JANコード:4992648092751 キャメル OP-PAD20(CM) JANコード:4992648092775		
ルピナス/ルピナス ライト 共通OPTION			

仕様	
販売名	ファミリーメディカルチェア ルピナスライト FMC-LPN9000
使用電源	AC100V 50~60Hz
定格消費電力	170W(ヒーター使用時) ヒーターのみ動作時の定格消費電力60W 合成皮革
外装布地	
リクライニング角度	水平線に対して約115°～約160° 無段階(電動リクライニング) 約75kg
重量	
付属品	イヤホン/タブレット(8インチ)/タブレット接続ケーブル/脈拍センサー/足裏指圧パッド×2
音源の外部入力	無
エアーセルの数	24枚
もみ幅	最小2.5cm 最大20.0cm(多裂筋をより奥深くもむことが可能)
医療機器認証番号	228AKBZX00054000
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
メーカー保証期間	5年間

本体寸法

ご自宅への搬入・設置について

※奥行き・高さの()内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時
※タブレット取り付け後の最大リクライニング時:高さ95cm
※開脚時、アームレスト折りたたみ時
※フットレスト降下時