

仕 様		
販 売 名	ファミリーメディカルチェア X.1 FMC-710	
本 体 寸 法 重 量	コンパクトサイズ 幅約70cm×高さ約103cm×重量約58kg	
使用電源	AC100V	4992648035765 (IV)
定格消費電力	120W	4992648035772 (B)
オートタイマー	約15分	4992648035758 (RD)
リクライニング角度	115°~165°	31B2X00003
外装布地	合成皮革	221AKBZX00032000
付 属 品	電源コード・アース線・枕カバー・緩衝パッド(厚)／(薄) 指圧シート×2・指圧パッドA/B×各2個	
価 格	オープン価格	

お好みのもみ加減に合わせてられます

- 指圧パッドA
- 指圧パッドB
- 指圧シート
- 緩衝パッド

ユニバーサルデザイン どなたにも快適なマッサージができるようにデザインしました。

- スライド式枕ユニット
- スライド式フットレスト
- スムーズに座れる低い座面



アイボリー (IV)

- サイドスリット
リモコンや雑誌が収納できて、とても便利です。
- 専用枕カバー
各色に合わせて枕カバーが付いています。はずせて、お手入れ簡単。

ブラック (B) レッド (RD)

※ご注文からお届けまで約40日いただく場合があります。



「もみ」だけじゃない
「リフレッシュ」のための、新しい提案です。

FAMILY MEDICALCHAIR X.1

ファミリーメディカルチェア X.1 (エックスワン) FMC-710

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。
 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けう(瘤)、急性静脈けう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
 ※次の人は、使用前に医師に相談してください。
 ◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎治療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。 ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因になります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり、体を浮かせ気味にしてご使用ください。※特に体重100kg以上の方がご使用になる時はご注意ください。

- ご使用にあたって
この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.] この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。この製品は、部品調達及び部品組み立てを中国にある弊社工場で行い、日本国内の弊社工場にて企画/開発/設計から最終組み立て、及び品質保証を行っております。
- 印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
- 商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

お問い合わせ

このカタログの内容は2010年9月現在のものです。

社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
健康空間を創造する

ファミリー株式会社
http://www.family-chair.co.jp

本 社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソラ新大阪21 14階) TEL (06) 4807-9111
 札幌営業所 〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17(メタスタジオ 1階) TEL (011) 640-6655
 仙台営業所 〒984-0047 仙台市若林区本ノ下3丁目1-2 TEL (022) 291-3484
 東京支店 〒167-0033 東京都杉並区清水1丁目8-4(タガミサンビューティビル 1階) TEL (03) 3392-7100
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル 1階) TEL (052) 223-1641
 大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソラ新大阪21 14階) TEL (06) 4807-9191
 広島営業所 〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5 TEL (082) 231-0227
 福岡営業所 〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル 3階) TEL (092) 711-1567

製品に関する問合せフリーコール **0120-129-011**
 修理等に関する問合せフリーコール **0120-772-294**

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00~17:00
1009308053



じっくりと効く、首・満足もみ

首をつかんで引きもみ。

ファミリー独自のもみ技と引き技のマッサージで

首をしっかりともみほぐします。

新開発

首エアークッション
搭載

首から肩の付け根を
エアークッションで包み込み
もみほぐします。




ファミリー
独自

首エアークッション+もみ玉 のコラボ技

しっかりつかんで



引きもみほぐす




エアークッションで首をつかみもみ、
もみ玉とのコラボレーションで引きもみを実現しました。

ファミリー
独自

進化したストレッチ運動


全身そり

全身を引き伸ばす



首は引きもみ、背から脚部分はリクライニング動作と連動し、
全身そりを実現しました。

胸ひらき&腰のぼし



背部リクライニングを起こし、もみ玉が動く
ことで①胸を左右に押し開き、②腰をのぼします。

骨盤ひねり




フットレストを下ろした状態で骨盤を左右交互
に押し上げて、骨盤のひねり動作をします。

ファミリー
独自

それぞれのコースに多彩なもみ技

肩引もみ(けんびき)



肩甲骨を避けながら、肩引きに沿ってコリのポイントを深くもむ

首こねもみ



枕をはずせば、もみ玉で首すじまでしっ
かり指圧もみ ※首エアークッション

腰深もみ



尾てい骨付近まで深く広く届く腰全体
もみ ※もみ玉可動ストローク69cm、横幅19cm

おしり骨盤もみ



サイドのエアークッションで骨盤の圧迫と開
放を繰り返すエアークッションマッサージ

脚もみ【ふくらはぎ&足裏】



ふくらはぎ裏とサイドを3方向から立体的
にもみほぐす



足裏と足の甲を
しっかり指圧

ボタンを押すだけで選べる
自動コース設定

■メディカルコース

- 全身疲労回復コース
- 肩・筋肉疲労改善コース
- 腰・筋肉疲労改善コース
- ストレッチ運動コース
- リラクゼーションパイプコース

■クイックコース

- 全身クイックコース
- 肩集中コース
- 腰集中コース

ファミリー独自の基本性能



光センサー指圧ポイント
自動検索システム
体型に合わせて指圧ポ
イントを自動で検索



メディカルプログラム
プロのマッサージ理論を
症状別にコース化



シーソー式4つ玉&
超スローシステム
ソフトなもみ心地と
溜めのあるもみを実現

ファミリー
独自


「癒し」が実感できる リラクゼーションパイプの誕生です。

1/f

背部のもみメカ部分にパイプレーション機能を搭載。
これまでの一定の振動を与えるパイプレーションから
1/fゆらぎ波、台形波という波形のリズムを取り入れ
リラクゼーション効果を高めることを追求しました。


1/fゆらぎ波-パイプ1/f

そよ風や小川のせせらぎのような自然の
揺らぎが実感できる、心地よいパイプです。




台形波-パイプ台形

振動をだんだんと強めた後すっと
弱める、ファミリー独自開発の
リラクゼーションパイプです。



もみ玉の
パイプイメージ

肩、背中、腰の深部
までもみ玉が動き、
パイプレーション動作
で癒しを追求。



もみ玉の
1/fパイプイメージ

