

仕様

本体の寸法



重量 約43kg

販売名	ファミリー キャラコ・ロッキング FDC-600
使用電源	AC100V
定格消費電力	52W
ロッキング角度	約36°
外装布地	ポリエステル(生地仕様)
付属品	電源コード、リモコンポケット、指圧パッド(2ヶ)、脚クッション(4ヶ)、緩衝パッド、カーベット
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
標準価格	オープン価格
医療機器認証番号	225AHBZX00006000

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(寒栓)症、重度の動脈けゅう(瘤)、急性静脈けゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎治療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。※本体に腰掛ける時、また本体から降りる時は、転倒しないよう十分注意してください。※弧台(弓形の脚部)に手足を挟まないでください。※小さいお子様や、ペット動物などを本体周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因になります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉が止まる場合があります。その場合は、体を浮かせ気味にしてご使用ください。※特に体重100kg以上の方がご使用になる時はご注意ください。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]

この製品を日本国外で使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

●本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



<http://www.family-chair.co.jp>

製品に関する問合せ窓口 0120-129-011

修理・部品等に関する問合せ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00~17:00


本社:大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪21 14階

製造販売元:ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)




ご自宅への搬入・設置について

■開梱時寸法



■開口が70cm未満の場合

←進行方向



通路幅75cm以上で突出量8cmまでの柱がある場合など本体を横にして回転させると間口を通る場合があります。

※このカタログの内容は2013年7月現在のものです。

130730B062



おかげさまで50年

もっと楽しく、気持ちよく。

CALACO
ROCKING

[ファミリー キャラコ・ロッキング FDC-600]

Massage × Rocking

Massage × Rockingという新しい発想から生まれた「キャラコ・ロッキング」。
あなたのライフスタイルに欠かせない、特別なくつろぎを。



充実マッサージで
心身をもみほぐす。

マッサージしながら、自分の時間を過ごす。
もみ玉が全身を駆け巡る快感が、
明日への活力を与えてくれる。
マッサージチェアに「癒される」を、
もっと本気で、もっと身近に。



心地よい揺れで
くつろぎを楽しむ。


ロッキングしながら、本を読んだり、映画を観たり。
ゆりかごのような椅子に身を委ねる感覚は、
心もほぐれる心地よさ。
マッサージチェアに「座る」を、
もっと楽しく、もっと身近に。



からだよろこぶ こだわりの全身マッサージ


あなたの身体にしっかり合わせる
「指圧点自動検索センサー」

当社独自システムで人それぞれ異なる指圧点をセンサーで検索します。
一人ひとり体型の違いによって異なる指圧点を見つけ出すことで、
ただ力だけに頼るのではない、
その人にあった理想的なもみほぐしを実現しました。



背骨のS字カーブに沿って
もみ玉が立体的に作動。

エアバッグで押し出されたもみ玉が、背骨のS字カーブに沿って立体的に動くから身体にピタッとフィット。痛みのない、しっかりとたもみ心地を実現しました。



ストロークは
約100cm

首からお尻までしっかりほぐれる
約100cmのロングストローク

首から太もも付近まで届くロングストロークのもみ玉が、
コリ固まったお尻周りまでしっかりとみほぐします。

しっかり
包み込む
エアバッグ

首こねもみ

首の付け根をグイグイと6cmの大きなもみ玉でこねるようにもみほぐします。



首

肩上指圧

コリがたまりやすい肩にグッと押し込むようにもみ玉で指圧します。



肩

肩引ほぐしもみ

疲れがたまると固くなりがちな肩甲骨の際に沿って和らげていきます。



肩甲骨
まわり

腰深もみ

疲れが出やすい腰の外側をやさしくほぐしていきます。また横方向には20cm広がり、広範囲にもみほぐします。



腰

お尻揉捏^{じゅうねつ}

普段気づきにくいお尻のコリを、しっかり気持ちよくもみほぐします。




お尻

ふくらむエアバッグでしっかり包み込む
「充実の下半身マッサージ」

座りっぱなしや立ちっぱなし、固まりがちな下半身を
エアバックが包み込み、しっかり圧迫。



左右片側12cmふくらむエアバッグが骨盤
全体をしっかり包み込んで、圧迫マッサージ。



座面に配置したもみ玉が、タメのあるもみ動
作で下から骨盤周辺のコリをもみほぐします。



脚部分は、エアバッグによる圧迫で血行を促
進。ふくらはぎをしっかり包んでほぐします。また、
指圧パッドが指圧点を心地よく刺激します。



ライフスタイルに合わせた多彩なバリエーション



ブラウン(BR)
4992648037417



グリーン(G)
4992648037448



レッド(RD)
4992648037431



ブラック(B)
4992648037424



アイボリー(IV)
4992648037462



ピンク(P)
4992648037479

くつろぎスタイル

付属の枕を使用すれば視線も水平に。リラックスした状態で、TV
や映画、読書を楽しむことができます。普段使いのチェアとしても
日常の様々なシーンで活用いただけます。



アクティブスタイル

両手を上げて揺らすことで、身体に無理のない適度なストレッチ
が行えます。マッサージ前のストレッチとして、身体を伸ばし、筋肉
をほぐすことによって、リラックス効果も高まります。



かんたんリモコン



全身リフレコース

全身をくまなくマッサージします。意識していないとこ
ろのコリもほぐせるため、疲労回復におすすめです。



首・肩スッキリコース

首から肩甲骨周りまでの僧帽筋全体を集中マッ
サージ。デスクワークなどによる首・肩の疲れにお
すすめです。



骨盤バランスコース

骨盤周りを横からエアースルで押しながら、下から
もみ玉で立体的にほぐします。普段動かすことの少
ない骨盤部分をバランスマッサージ。

より快適にお使いいただくために



リモコンポケット

左右どちらでもお好みに合
わせてお付けいただけます。



緩衝パッド

リラックスタイムやもみ玉のあ
たりが強い時に背中や腰の下
などに敷いてお使いください。



脚クッション(4個)

ロッキング時の指詰めによる
ケガや揺れを和らげることが
出来ます。

カーペット

床の傷付き防止にお使い
いただけます。