

社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 健康空間を創造する



http://www.family-chair.co.jp

修理等に関する問合せ窓口 0120-772-294

※そのカタログの内容は2011年10月現在のものです。

駆け巡る衝撃体感。



ファミリー ジーメディカル FMC-G900

衝撃体感!首筋から足首まで、全身ひとつなぎで揉まれる感動。



「指先・手もみ感覚」への挑戦

全身各部位を的確にもむために、それぞれの 役割に合わせて形状の違う8 上半身ではより広範囲に、より多くの指圧点を もみほぐします。さらに、下半身では


両足それぞれをつかみもむことが可能に。

人の手による施術に限りなく近づいた、 全身を指先でもみほぐされる体感が ついに実現しました。



「施療範囲」への挑戦


プロのマッサージ師の「流れ」を 実現するためにたどり着いた新技術。 もみ玉での施療範囲を腰までだった 従来技術*から、全身へと進化させました。 ストローク145cmを実現したことで、 首の天柱(テンチュウ)から 足先の湧泉(ユウセン)までの指圧点を 流れるように全身ひと繋ぎでもみほぐします。



「ベストポジション」への挑戦


独自の研究により設定した「脱・重力負担」のゼログラヴィティ角度。


イス全体で均等に身体を支えるリクライニング角度を設定することで、全身の負担を減らし ながら、リラックスしてマッサージすることを追及。マッサージ時のリクライニング角度を、筋肉に 負担が少ない角度に自動設定します。まるで、無重力のような楽な姿勢でのマッサージが 可能になりました。



※ 当社従来技術比

G+MEDICALの、効能効果を追及したマッサージ理論。





「遠心法・求心法」への追求

「あんま」と「マッサージ」には2種の基本手法があります。

■古代中国で生まれた「あんま」は心臓から身体の末端へ ■血流を促す【遠心法】で、動脈の流れに沿った動作を。

ヨーロッパで生まれた「マッサージ」は身体の末端から心臓へ 血流を促す【求心法】で、静脈の流れに沿った動作を。

G+MEDICALが追求したのは遠心法、求心法という マッサージの基本手法。

全身駆け巡るもみ玉が、身体をひと繋ぎに捉え、 流れに沿ってもみほぐします。

血流を促進させ、身体のリラックスを。

求心コースは ■ 戻りにくい末端の血流を心臓に送り返し ふくらはぎの疲れを取り、身体のリフレッシュを。

長い歴史の中で、身体の流れを追及した 「あんま」「マッサージ」におけるノウハウを、ついに実現しました。

光センサー全身指圧点 自動検索システム

体型により人それぞれ異なる指圧点の位置。 的確な指圧点を押すために開発した 光センサー全身指圧点自動検索システムは、 あなただけの押さえどころ、揉みどころを捉えた 全身マッサージを可能にしました。

産学共同研究から生まれた メディカルプログラム

大学との共同研究により開発したもみプログラム。

症状に合わせて的確な指圧点を見つけ、的確な手技、強さ、時間、流れを研 究したプログラムで、全身の流れに沿ったより効果的なマッサージを行います。

効能効果を追求し進化したメディカルプログラムであなたのコリ、疲労を解消します。



使いやすさ、分かりやすさ リモコンが追求した、 ナビゲーションの進化。

ひと目でわかる直感的なインタフェース。

ボタン位置、ボタン表示はユニバーサルデザイン配慮の設計。 ひと目でわかる、ひと押しで操作ができるリモコンです。

総合メディカルコース [全身クイック] [全身疲労回復] [求心] [遠心]

専門メディカルコース [全身伸び][ヤング]

部位別メディカルコース [肩] [腰] [坐骨] [脚] [足裏]

足裏まわりもしっかりもめる!



より使いやすく、分かりやすく 音声ガイダンス機能搭載

リモコン操作に連動して音声でガイダンスします。 それぞれのメディカルコースの目的、動作の内容も

詳しくガイダンス。 より分かりやすく、 使いやすくなりました。



ヤングコースとは ※子供:中学生以上の若年層の方対象

ストレス社会の現代では、子供の多くもコリを感じています。

産学共同研究により、子供向けに独自コースを開発。

ファミリーが、子供へのマッサージ効果などを検証する中で生まれた 独自コースです。子供は新陳代謝が良いことから

低刺激で短時間のマッサージがおすすめです。

◎ コリの自覚症状 ■ 自覚症状有り__63%

■ 自覚症状無し__37%



カラーバリエーション

品格と慈愛に満ちたフォルムを包み込む、あなたの色が選べます。







ファミリーメディカルチェア FMC-G900(IV) JAN = - F: 4992648036571



ファミリーメディカルチェア FMC-G900(RD) JAN-F:4992648036588



パッドを取り外して

販売名 ファミリー ジーメディカル FMC-G900

使用電源	100V
定格消費電力	82W
定格	30分
リクライニング角度	水平面に対して約110°~約152°
	無段階(電動リクライニング)
外装布地	合成皮革
付属品	電源コード、リモコンスタンド、操作ガイド、 取付用ねじ(短)×2個、取付用ねじ(長)×2個、 T型レンチ、L型レンチ
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
医療機器認証番号	223AKBZX00043000
標準価格	オープン価格



★ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。 ◎急性の頚椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎施 療部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期また は出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急 性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻 挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上 にのせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためもみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり体を浮かせ気味にしてご使用ください。 特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

- この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
- この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。(PROHIBIT THE EXPORT AND USE OF CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.)
- この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
- ●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
- ●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- ●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。