

仕 様	
本体寸法	
重量	約47kg
販売名	ファミリーメディカルチェア 和(なごみ) FMC-X507
使用電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	60W
外装布地	合成皮革
リクライニング角度	水平面に対して約120°～約165°無段階(電動リクライニング)
付属品	電源コード、緩衝パッド
医療機器認証番号	226AKBZX00049000
標準価格	オープン価格
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003



使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。 ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす
----------	--

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。
 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。
 ◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎治療部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のため動きが止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり体を浮かせ気味にしてご使用ください。
 特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって
 この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
 この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]
 この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
 ●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
 ●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
 ●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
 ●本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的又は効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
ファミリーイナダ株式会社

<http://www.family-chair.co.jp>

製品に関するお問い合わせ窓口 0120-129-011
 修理等に関するお問い合わせ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00

本社:大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪21 14階
 製造販売元:ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)



お問い合わせ

※このカタログの内容は2014年12月現在のもので、

1412108068

FAMILY INADA

ファミリーメディカルチェア
 和(なごみ) FMC-X507

MEDICALCHAIR

NAGOMI

和

日本が生んだ和の心


和みとは、ぬくもりのあるおもてなし。感謝の気持ち、それは日本の心。
 至福のひとつときは、ファミリーイナダから。



Design by Yudai Kaneko

メディカルチェアは次の100年に向けたステージへ。

アクティブ エアサスペンションメカ搭載




**シリコンもみ玉で
「指」のような、
粘りのあるもみ感!**

4つ玉メカにエアサスペンションを搭載。エアのサスペンションがプロの微妙な力加減を再現。さらにもみ玉にシリコン素材を採用し、プロの指のようなもみ味を実現しました。

けん びき
肩引粘りもみ



エアとメカの
ハイブリッド!



首つかみもみ



ファミリーイナダが生んだ
健康文化を世界へ。
世界の人々の笑顔を願い、
挑戦し続けます。



MEDICALCHAIR

和

NAGOMI

ファミリーイナダは指圧点まで検索!
**アジャストセンサー
指圧点自動検索システム**



ファミリーイナダ独自の指圧点自動検索システムは「アジャストセンサー」が一人ひとり、体型の違いによって異なる指圧点を自動で検索。症状の改善に重要な指圧点を力だけに頼らない理想的な強さで、より効果的にマッサージします。

**厳選された35種のもみ技を
6つのコースにプログラム**

カラダの疲労回復・コリの改善に

全身コース **首・肩集中コース** **腰集中コース**

カラダの循環(サイクル)を考えた

求心コース **遠心コース**

身体末端から血流を心臓へ送り返す求心法で、身体を目覚めさせたいときにおすすめのコースです。
心臓から血流を身体末端へ促す遠心法で、お休み前におすすめのコースです。

疲れたカラダのバランスを整える

リフレッシュコース 筋肉の疲れに、たたきを中心にマッサージします。背すじをのばしたいときにおすすめです。



リモコンポケット

お好みにより、アームレストカバーを入れかえることで左右どちらでもお使いいただけます。

こんなに軽くてコンパクト!

従来機種とくらべて、高さや幅を抑えることで、お部屋に置いても圧迫感がありません。



大きな文字で
使いやすい!

骨盤からふくらはぎまで、充実のエアーマッサージ!

骨盤マッサージ



サイドのエアバッグが骨盤周辺をしっかりとほぐし、骨盤周辺の筋肉や太ももの側面を溜めのある動作でほぐします。


3Dフットマッサージ



ふくらはぎを3方向からのエアでしっかり包んでほぐし、脚の血行を促進します。

**軽量 & コンパクトでも
施療範囲は最大級!**

(当社従来比) ※1



※1 首～腰をマッサージ範囲とするストロークのメカの当社従来モデルとの比較 ※2 当社従来機種FMC-S330の施療範囲(もみ幅最小約6cm～最大約20cm・上下ストローク幅約69cm)との比較 ※3 当社従来機種FMC-S330(大型タイプ)のサイズ・重量と比較(幅約83cm×奥行き約128cm 重量約75kg)