


仕 様	
販 売 名	ファミリーメディカルチェア 3A FMC-9200 (B) (CW)
本 体 寸 法 重 量	
使 用 電 源	AC100V
定 格 消 費 電 力	120W
オートタイマー	約15分
リクライニング角度	120°～170°
外 装 布 地	合成皮革
付 属 品	電源コード・アース線・枕(大)・枕(小)・緩衝パッド(厚)／(薄)・指圧シート×2 指圧パッドA/B×各2個・リモコンホルダー
J A N コード	(B)4992648035581 (CW)4992648035598
医療機器製造販売許可番号	31B2X00003
認 証 番 号	220AKBZX00127000
標 準 価 格	オープン価格

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈けう（瘤）、急性静脈けう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕など。

◎急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人

◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人 ◎治療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状〔けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など〕の強い時期。衰弱しているとき。 ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう（腫瘍）のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットの周囲（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。

→事故やケガの原因になります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり、体を浮かせ気味にしてご使用ください。※特に体重100kg以上の方がご使用になる時はご注意ください。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]

この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

この製品は、部品調達及び部品組み立てを中国にある弊社工場で分担し、日本国内の弊社工場にて企画／開発／設計から最終組み立て、及び品質保証を行っております。

●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

■実施特許

特許第3382577号（エア－押しメカ）

「マッサージ機構の背面に組み込まれたエアセルの膨張・収縮により、マッサージ機構の突出量を調節することができる特許」

特許第3389581号（肩位置微調節）

「自動的に移動させたもみ玉の位置から、手動操作によって移動させたもみ玉の位置を肩位置として記憶して自動コースを行う特許」

特許第3992416号（肩位置センサー）

「もみ玉が取り付けられたアームの揺動位置を検出することにより肩位置を判別する特許」

特許第3590629号（分離丘が設けられた足裏付きフットレスト）

「脚の背面、左右外側面、左右内側面、及び足裏にそれぞれ向き合うように面が構成され、ふくらはぎ・足裏をマッサージすることができるフットレストに関する特許」

お問い合わせ

社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
健康空間を創造する



ファミリー株式会社

<http://www.family-chair.co.jp>

本 社	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3（ソーラ新大阪21 14階）	TEL (06) 4807-9111
札幌営業所	〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17（メタスタジオ 1階）	TEL (011) 640-6655
仙台営業所	〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2	TEL (022) 291-3484
東京支店	〒167-0033 東京都杉並区清水1丁目8-4（タガミサンビュートビル1階）	TEL (03) 3392-7100
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18（一光大須ビル 1階）	TEL (052) 223-1641
大阪支店	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3（ソーラ新大阪21 14階）	TEL (06) 4807-9191
広島営業所	〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5	TEL (082) 231-0227
福岡営業所	〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4（九産ビル 3階）	TEL (092) 711-1567
製品に関する問合せフリーコール	0120-129-011	
修理等に関する問合せフリーコール	0120-772-294	

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00～17:00
100630B052



マッサージには、施術理論に基づいた流れがあります。

深化したメデイカルチェア。



FMC-9200 (CW)



FAMILY
MEDICALCHAIR 3A

ファミリーメディカルチェア スリーエー FMC-9200 (B) (CW)

いろんな人の「気持ちいい」に応える 新・メディカルプログラム。

ぐっと深く、押すようにもむプロ技“溜めもみ”を追求し、指圧ポイントに最適な施療手順でマッサージ——。
あなたのための「気持ちいい」がここにある。

人それぞれの疲れの症状や時間、家族や世代に合わせた

9コース

メディカルコース

全身疲労回復コース

「全身の疲れをとりたい」
元気が出ない、疲れやすいなど、身体全体に疲労を感じる方に。

肩・筋肉疲労改善コース

「首から肩のコリが気になる」
首から肩にかけての筋肉がこわばって、疲労感がある時。

腰・筋肉疲労改善コース

「腰の筋肉の張りが気になる」
スポーツや立ち仕事で腰の筋肉が張って、疲労している時。

ストレッチ運動(強)コース

「全身をストレッチ運動したい」
身体全体を反らしたり、ひねったりする動作で、全身をしっかりストレッチしたい方に。

ストレッチ運動(弱)コース

「ソフトなストレッチでリフレッシュしたい」
軽いストレッチ動作で、全身をほぐしたい方に。

クイックコース

全身クイックコース

「全身を短時間でリフレッシュしたい」
ちょっと座って、全身の疲れを癒し、気分一新を。

肩集中コース

「首・肩を短時間でほぐしたい」
首・肩のコリを集中的にさっとほぐしたい方に。

腰集中コース

「腰の疲れを短時間でほぐしたい」
腰の疲れを集中的にほぐしたい、忙しい方に。

快適コース

骨盤おしりコース

「骨盤、おしり周りのリフレッシュに」
骨盤、おしり周りの下半身に重点をおいたマッサージ。

FAMILY
MEDICALCHAIR 3A

●体感性 A Class ●機能性 A Class ●実用性 A Class





進化した「エアユニット」と「もみ玉」のあわせ技。


各コースの中に、最も効果的な手技がプログラミングされています。



ホールド マッサージ

肩から上腕をしっかり挟んで、
ホールドマッサージ。

「肩引エアユニット」
で体をしっかりホールド。
肩から上腕にかけて固定
しながら、もみ玉でマッサ
ージすることで、よりコリの
深部に届きます。



新部位 肩引

肩甲骨を避けて、コリのポイントを
深くもむ…肩引もみ



肩引とは…
肩甲骨周りの筋肉の代表
的な部分の総称です。
筋肉の際はコリがたまりやす
いと言われています。肩甲骨
の際である「肩引」にそって、
マッサージすることにこだわ
りました。

肩甲骨をよけて、肩甲骨際の肩引部分をマッサージし
ます。

首




固いコリをこねるように
…首こねもみ

首すじのコリをしっかりつかん
で、グリグリと指圧感覚でほぐし
ます。

上からしっかりもみほぐす
…肩上也もみ

コリがたまりやすいと言われてい
る、肩上也部分をぐっともみ玉で
マッサージします。



肩

腰

たまった疲れに、
届いて逃さない
…腰深もみ




もみ玉のストロークは70cm。
おしり付近まで、深くもみ玉が
届きます。



疲れがたまりやすい腰の
外側付近まで背骨を中心
に最大19cmまでもみ玉が
広がり広範囲をマッサージ
します。

骨盤 おしり

骨盤まわりへ深く届く…リズムマッサージ




サイドのエアバッグが骨
盤をしっかりホールドしなが
ら、溜めのあるもみ動作で
指圧します。
また、細かなたたきでおしり
付近も刺激します。


手

画期的

入れるだけで、
気持ちいい
…包みもみ



低反発素材使用で、手に
心地よくフィット。
さらにエアバッグが手の平、
甲をマッサージします。




可動式手もみエアユニット
は、マッサージやリクライニング
時に、無理のない姿勢に合
わせて調節することができます。

脚

血行を促進する、
3方向からのエア…脚もみ



ふくらはぎは、両サイド裏側を、足先は足裏、足の甲、かかとを
しっかり包み込み、3方向からエアーマッサージを行います。
さらに、お好みで指圧パッド、シートを入れることも可能です。




足裏指圧パッド




リクライニング動作との連動で、
実現。全身の筋肉を引き伸ばす
…ストレッチ運動

全身

身体の縦軸をしっかり伸ばす、
全身ストレッチ。



足をまっすぐに伸ばし固定。さらに上体を
起こすことで、ふくらはぎから太もも裏の筋
を伸ばします。まるで前屈運動をしている
ようなイメージです。




足部の固定とリクライニング動作で、まるで
伸びをしているような全身ストレッチです。
背筋はもちろん、脚の全面的筋をしっかり伸
ばします。

※背もたれ、フットレストのリクライニ
ング連動によるストレッチ運動は、
ファミリー独自機能です。

ファミリー独自の基本性能。

コースをスタートする前に

【光センサー指圧ポイント自動検索システム】 使う人の体型に合わせて指圧ポイントを検索



体型により、1人ひとり異なる指圧ポイントを、光センサーで自動的に探し出します。肩位置を検索することで、使う人の指圧ポイントを把握し、より効果的にコリをほぐします。

“溜めもみ”を実現する

【シーソー式4つ玉&超スローシステム】 ソフトなもみ心地と溜めもみでしっかり施術



体圧を4点に分散させることで、過度の刺激や不快なゴリゴリ感を緩和。グウッと止まる程ゆっくりともむ「超スローシステム」でプロのマッサージ師に近い溜めのあるもみ動作を実現しました。

プロの理論が生かされた手順

【メディカルプログラム】 プロのマッサージ理論を症状別に自動コース化

プロのマッサージは症状ごとに、「どこを」「どの手技で」「どの順番で」ほぐしていくのか、施療理論に基づく「流れ」があります。その「流れ」にこだわり、1人ひとりの目的、症状に応じて組み立てられたメディカルプログラムで、「流れ」のイメージを再現しています。

【ブランコ式エアーク押し出しメカ】 もみ玉をエアで押し出しコリの深部へ



空気のもみ玉の強弱調節を行います。エアならではの繊細な押し出しによるやさしいもみ心地と、最大7cmもの押し出し幅によるしっかりしたもみ心地を実現しました。

スッキリとした、 コンパクトスタイル。

スタイリッシュなデザインとともに、省スペース化を目指したサイズは、室内空間を選ばずさりげなくマッチ。



ご自宅で使いやすく、実用性も考えました。


【緩衝パッド】

背パッド裏に入れる厚め、薄めの緩衝パッドは、入れ替えることでマッサージの強弱を調節できます。



【マグネット式リモコンホルダー】

リモコンホルダーは、左右付け替えOK! 置き場所や利き手に合わせて、お取り付けください。



ラクラク操作の リモコン機能。

9コース
目的に合わせて、多彩なコースを選べます。

例 リモコンの操作方法

① [入/切] ボタンを押します

② お好きなコースのボタンを押します

③ 自動的に指圧点を検索し
マッサージを開始します

【カラーバリエーション】

