

カラーバリエーション

ライフスタイルになじむスッキリと洗練されたデザインで
レッド、アイボリーの2バリエーションを揃えております。



その他の機能




キャスターでらくらく移動

足部のニットカバーは外して洗えるのでお手入れ簡単。

足裏は緩衝パッドで強弱調節。

仕 様	
販売名	ファミリー ピュアレディ FML-3000
使用電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	40W
オートタイマー	約15分
外装布地	合成皮革(抗菌加工)、ニット
付属品	緩衝パッド
JANコード	(RD) 4992648042244 (IV) 4992648042237
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003
医療機器認証番号	221AKBZX00009000
標準価格	オープン価格
本体寸法・重量	



⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●次の人は、使用しないでください。
◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
●次の人は、使用前に医師に相談してください。
◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎施術部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれがある人
※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。※使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

■ご使用にあたって
この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]
この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
この製品は、部品調達および部品組立てを中国で行い、日本国内の弊社工場にて最終組立て、および品質保証を行っております。

社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
健康空間を創造する
ファミリー株式会社 <http://www.family-chair.co.jp>

本 社 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階)
TEL(06)4807-9111
札幌営業所 〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17(メタスタジオ 1階)
TEL(011)640-6655
仙台営業所 〒984-0047 仙台市若林区本ノ下3丁目1-2
TEL(022)291-3484
東京支店 〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14(武蔵館ビル 4階)
TEL(03)3392-7100
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18(一光大須ビル 1階)
TEL(052)223-1641
大阪支店 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階)
TEL(06)4807-9191
広島営業所 〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5
TEL(082)231-0227
福岡営業所 〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4(九産ビル 3階)
TEL(092)711-1567

製品に関する問合せフリーダイヤル ☎ 0120-129-011
修理等に関する問合せフリーダイヤル ☎ 0120-772-294
受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの内容は2009年3月現在のものです。090320C018



ワンルームマンションでも、充実のマッサージライフを。

ポイント
1

省スペースでもラクラク
コンパクト

ワンルームマンションでマッサージチェアを楽しめるコンパクトサイズ。

折りたたみ式マッサージチェア

pure lady

ピュアレディ FML-3000



ポイント
2

収納できてスッキリ
折りたたみ式

マッサージチェアとして使用しない時は、背もたれ部分を折りたたんで収納できます。



ポイント
3

デイリーに使える
スツールに

収納状態では、スツール（腰掛け椅子）として利用できます。お化粧時などに便利です。





21枚のエアërバッグで 足、骨盤・おしりから背中まで くまなくマッサージ！

充実エアërマッサージ機能搭載。

突起付きエアërバッグで深く押し込む

足裏&ふくらはぎ


足の甲、ふくらはぎを包み込み、さらに新搭載の突起付きエアërバッグで足裏、ふくらはぎ裏をグイーッと刺激指圧。



骨盤を左右に揺らしながらの骨盤左右起こし動作

骨盤・おしり&太もも


座部のエアërバッグで骨盤周りを心地よく左右に揺らし、骨盤・おしりを指圧します。さらに太もも裏にあるエアërバッグが太ももから股関節付近を押し込みます。



腰筋肉の緊張を取る腰に気持ちいいもみ心地

腰&背中

大きな2枚のエアërバッグが腰から背中を掴みながら押し込みます。まるで、腰の外側を手の平で押されているような指圧もみです。ひねりやそり動作も行い腰部分のストレッチも実現しました。



心地よさと体調管理に着目した、多彩なコースが選べます。

コースの種類と特徴



全体コース

足裏から背中まで、全体の疲れをとりたい方におすすめするコースです。



ストレッチコース

身体を反らしたり、ひねったりする動作に重点をおいたコースです。



足コース

股関節からふくらはぎ、足裏のマッサージに重点をおいたコースです。



骨盤ゆらぎコース

骨盤やおしり周りを刺激し、リラックスに重点をおいたコースです。



操作方法

- 1 電源スイッチを「ON」の状態にします。
- 2 お好きなコースのボタンを押します。
を押してエアër強さを調節してください。はじめは[弱]に設定されています。
- 3 コースがはじまります。
- 4 約15分後、コースが終了します。