



ファミリーユメロボショルダー FMI-S001

- 型名: FMI-S001
- 寸法: 幅 48×奥行き 26×高さ 28(単位 cm)
- 重量: 約 5kg
- コース: 3 種類(コリほぐし、つかみもみ、指圧)

認証番号 第 222AKBZX00158000 号



ファミリーショルダーチェア OP-310(別売)

- 型名: OP-310
- 寸法: 幅69×奥行き1170(1350)×高さ970(250)
座面の高さ420(単位cm)
- ※括弧内の寸法は製品折り畳み時の寸法
- 重量: 約6.5kg

○ユメロボショルダーをより使いやすくする
折りたたみ可能なハイバックチェアです。

⚠ 安全に関するご注意

— ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 —

※次の人は、使用しないでください。

○医師からマッサージを禁じられている人 例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈いづ(瘤)、急性静脈いづ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。○急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

○心臓に障害のある人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ○治療部位に創傷のある人 ○体温38℃以上(有熱期)の人 例: 急性炎症症状[けん(疼)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。 ○妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ○かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ○悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ○安静を必要とする人 ○内臓疾患(胃炎、膵炎、肝炎)などの急性症状のある人 ○医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ○めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ○腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。→事故やケガの原因になります。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.] この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。



社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員

<http://family-cair.co.jp>

ファミリー株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3
(ソラー新大阪21 14階) TEL (06) 4807-9111

製品に関する問い合わせフリーコール 0120-129-011

修理等に関する問い合わせフリーコール 0120-772-294

お問い合わせ



頑固なコリを
つかみとる!

肩のコリに効く!

YUMEROBO
Shoulder

ユメロボショルダー FMI-S001




YUMEROBO Shoulder


コリの奥まで届く

つかみもみ!

ひどい肩のコリにお悩みの方にお届けしたい。
グッとつかみほぐす、本格的な肩もみ専用マシンで
コリを根本からほぐします。




肩上から肩甲骨のきわまでを、「つかみもみ」「指圧」
「留めもみ」など多様なもみ技でほぐします。



付け替えできる指圧アタッチメントで
強弱調整可能!

3つのコースでコリを解消します。



2WAY でお使い頂けます。

ベッドや床で横になって使ったり、
ショルダーチェア(別売)を使用してマッサージすることもできます。



横になって



ショルダーチェアで



ショルダーチェア