

W
ENGINE

カラダを丁寧にしっかりマッサージ。

UNIVERSAL

ユニバーサル

新発想 ダブルメカ



た れつ きん
多裂筋マッサージで
体幹にアプローチ!



脚の疲れをスッキリほぐす!
だいてんし あっぼくじゅうねつ
大転子圧迫揉捏マッサージ



ダブルのエンジンで快適全身マッサージ

W UNIVERSAL
ENGINE





多裂筋マッサージで体幹にアプローチ!

アクティブエアサスペンションメカ




脚の疲れをスッキリほぐす!大転子圧迫揉捏マッサージ

アクティブぐっとプレスメカ




プロの様なもみ味を実現!

プロのもみ味にかかせない“ひじ・手首のクッション性”を、エアサスペンション・アーム・シリコンもみ玉の最適なバランスで再現。また輪状もみに必要な“手首の回転”をコンロッドで再現しました。




もみ幅最小2cmが実現した多裂筋マッサージ!

最小2cm～最大23cmのもみ幅を実現! 背骨の歪みに影響する多裂筋をほぐし、不良姿勢からくる首・肩・腰のコリを改善します。



でんぶ 臀部付近までしっかりほぐす

大殿筋・梨状筋はアクティブエアサスペンションメカがもみほぐします。



大転子をもむことで脚の疲れを取り除く

小殿筋・中殿筋・梨状筋は大腿骨の大転子(だいてんし)から骨盤にかけて扇状に広がっています。この要となる大転子をエアーによる圧迫と偏芯メカの揉捏でもみほぐすことで脚の疲れを取り除きます。



一人一人に合わせた多彩なもみ技

つけ根をしっかりとみほぐす

首つかみもみ



首のつけ根をしっかりとらえて、ためのある動作で首筋をもみほぐします。

肩甲骨の周囲を広範囲にもみほぐす

肩引粘りもみ



コリがたまりやすい肩甲骨周りの筋肉を、肩甲骨の際に沿って斜めに動作し、丹念に深くもみ込んでいきます。

腰を広く深くもみ込む

腰深もみ



臀部付近まで届くもみ玉が、大殿筋や坐骨神経に近い梨状筋をもみほぐします。

ギュッと包み込んですっきり


ふくらはぎ・足裏マッサージ



ふくらはぎから足裏までを3方向からのエアでしっかり包んでほぐします。




ホールドマッサージ



肩から上腕をしっかりホールドしながら、もみ玉でコリの奥まで届くマッサージを行います。

おしりあったか おしりヒーター

骨盤マッサージ



骨盤周辺をしっかりとエアバッグで包み込みもみほぐします。

指先あったか 手元ヒーター

手・腕マッサージ



エアバッグが手・前腕部をやさしくホールドし、腕全体のコリをほぐします。

プロのもみ技で家族みんな大満足。

こわばった首のコリに

首のつけ根をグイッとためのあるもみでほぐします。

全身
コース

首・肩集中
コース

疲れのたまった腰に

もみたたきで腰の筋肉をほぐし、ローリングにより腰を反らして伸ばすことで腰の疲れをやわらげます。

腰集中
コース

姿勢のばし
コース

固まった背筋の疲れに

リクライニング動作を組み合わせる背筋をもみほぐしながら上半身を伸ばします。

姿勢のばし
コース

何となくすっきりしない体の疲れに



1日の生活のリズムに合わせたプログラムで身体のリズムを整えます

求心
コース

遠心
コース

使いやすさ、快適性のこだわりは、細部にまで充実。

ファミリーイナダ独自機能 アジャストセンサー指圧点自動検索システム



ファミリーイナダ独自の指圧点自動検索システムは「アジャストセンサー」が一人ひとり、体型の違いによって異なる指圧点を自動で検索。症状の改善に重要な指圧点を力だけに頼らない理想的な強さで、より効果的にマッサージします。

メディカルプログラム 厳選された35種のもみ技を6つのコースにプログラム 心地よさを実現するフル機能



カラダの疲労回復・コリの改善に

全身コース 首から脚まで全体をマッサージ。全体的に体が疲れている人におすすめです。	首・肩集中コース 首・肩の周辺を集中してマッサージ。首から肩・肩甲骨周辺にかけて疲れを和らげます。	腰集中コース 腰周辺を集中してマッサージ。立ち仕事などで腰が疲れている人におすすめです。	姿勢のばしコース 首から腰までストレッチされるように姿勢をのばします。
---	---	--	---

カラダの循環(サイクル)を考えた

求心コース 身体末端から血流を心臓に送り返し、身体を目覚めさせたいときにおすすめです。	遠心コース 心臓から血流を身体末端へ促す遠心法で、お休み前におすすめです。
---	---



骨盤ポケット
付属の座もみ指圧パッドで刺激をアップできます。

足裏指圧パッド
しっかり指圧とやわらか指圧の2種類をご用意しました。



おしりヒーター



おしりをじんわり温めてリラックス効果を促します。

手元ヒーター



手元を心地よく温めながらつかみもめます。

リモコンポケット



左右どちらでも、好きな位置に合わせてお使いいただけます。

フットスライド



およそ18cmの長さで身長に合わせて伸縮します。

肩・座ポケット



【別売】の万能指圧パッドを使うとさらに指圧感覚がアップします。

別売オプション
ファミリーイナダ万能指圧パッド(標準タイプ) OP-SP20
JAN 4992648092553
標準価格3,000円(税別)

IVORY
アイボリー



RED
レッド



BLACK
ブラック




Design by Ryosuke Hayashi



仕 様

本体寸法		
	※奥行き 約132cm ※()内の数字はフットレストが最大に伸びた時の寸法。	
重量	約68kg	
販売名	ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン ユニバーサル FMC-WU100	
使用電源	AC100V 50-60Hz	
定格消費電力	102W(ヒーター使用時) ヒーターのみ定格消費電力 24W	
外装布地	合成皮革	
リクライニング角度	水平面に対して約120°～約165°無段階(電動リクライニング)	
付属品	電源コード・緩衝パッド・リモコンポケット・座もみ指圧パッド(L/R)・足裏指圧パッド強(L/R)・足裏指圧パッド弱(L/R)	
医療機器認証番号	226AKBZX00067000	
標準価格	オープン価格	
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003	

◎ご自宅への搬入・設置について



カラーバリエーション



ブラック(B)
JANコード
4992648037790



アイボリー(IV)
JANコード
4992648037806



レッド(RD)
JANコード
4992648037813

付 属 品



緩衝パッド



座もみ指圧パッド



足裏指圧パッド強(L/R)



足裏指圧パッド弱(L/R)

マッサージチェアの歴史はファミリーイナダの歴史



⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎施術部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上のせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためお玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店です所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。(PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.)
この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。

- 印刷物ですと実際の色と多少違う場合があります。
- 商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
- 本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



<http://www.family-chair.co.jp>

製品に関する問合せ窓口 0120-129-011

修理等に関する問合せ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00



本社: 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪21 14階
製造販売元: ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)

お問い合わせ

※このカタログの内容は2014年8月現在のものです。

140850B064