


MEDICALCHAIR NECESSA

ファミリーメディカルチェア ネセサ

搬入に必要な通路幅は？

最小幅 約 66cm

開梱時寸法




通路幅が 73cm 以下の場合は
本体を縦にして搬入します。



フットレストが
固定されていません。
ご注意ください。

右の図の丸で囲んでいる
箇所を持って持ち上げます。



アームレスト高さ 養生
約61cm + 約5cm = 通路最小幅
約66cm

左記の運搬方法は一般的な通路を想定しています。
左記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました
販売店にご相談ください。

※ 梱包状態…幅 77cm、奥行き 169cm、高さ 76cm、重さ 85Kg