



FAMILY INADA

MEDICALCHAIR 3S



匠

TAKUMI

搬入に必要な通路幅は？

最小幅 約 **77cm**

開梱時寸法



アームレスト
取りはずし時

約59cm

横幅 養生 通路最小幅
約59cm + 約5cm = 約64cm

※アームレストを取り外すには市販の5mmの六角レンチをご用意ください。

上記の運搬方法は約77cm以上の通路を想定しています。

上記の運搬方法での搬入が困難な場合、左記のようにアームレストを取り外すと搬入できる場合があります。

※ 梱包状態・幅77cm、奥行き179cm、高さ74cm、重さ102kg