

令和2年10月吉日

お取先様各位

ファミリーイナダ株式会社

FMC-LPN9000/10000 の仕様変更についてのお知らせ

拝啓、貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度2020年10月19日出荷分より、FMC-LPN9000/10000（商品名
ルピナス／ルピナスライト）のストレス解消コースのコンテンツである「スト
レス測定」の仕様変更のため、製品付属品の「脈波センサー」を廃止致します。
上記の仕様変更に伴い、今後は同様な機能を持つ「アクティブメジャー」で、
ストレス測定を行います。お客様には簡単に脈拍を測定し、よりコンテンツをご
利用頂き易くする為の仕様変更となります。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

（記）

- | | | |
|---------|---------------------|--------------------|
| 1. 対象商品 | ファミリーメディカルチェア | ルピナス |
| | ファミリーメディカルチェア | ルピナスライト |
| 2. 商品型番 | FMC-LPN10000 (L-IV) | JAN: 4992648039299 |
| | FMC-LPN10000 (IV) | JAN: 4992648039329 |
| | FMC-LPN10000 (L-CM) | JAN: 4992648039282 |
| | FMC-LPN10000 (CM) | JAN: 4992648039312 |
| | FMC-LPN10000 (L-B) | JAN: 4992648039305 |
| | FMC-LPN10000 (B) | JAN: 4992648039336 |
| | FMC-LPN9000 (L-IV) | JAN: 4992648039381 |
| | FMC-LPN9000 (IV) | JAN: 4992648039275 |
| | FMC-LPN9000 (L-B) | JAN: 4992648039374 |
| | FMC-LPN9000 (B) | JAN: 4992648039268 |

3. 変更内容 ストレス測定を指センサーからアクティブメジャーに変更

- ① ストレス解消コースの「ストレス測定」について、脈波センサーの測定から、アクティブメジャー表示の心拍の入力に変更します。
- ② 測定管理の「脈拍管理」の項目を廃止します。
- ③ 履歴の「脈拍履歴」と「脈拍履歴（ストレス解消コース）」の項目を廃止します。

これまでの仕様では、ストレス解消コースの前後に測定を行っていました。今回の仕様変更により、アクティブメジャーに表示されている脈拍を入力することで、手早くマッサージコースを利用できることと、ストレス測定することができるため、よりコンテンツをご利用頂き易くなります。

次頁より、仕様変更の詳細内容を記載します。

● ストレス解消コースの「ストレス測定」の変更内容（マッサージ前）



「ストレス解消」のボタンをタッチします

変更前

変更後



脈波センサーを指に取り付けて、測定を開始します

60 秒間の脈拍測定を実施



アクティブメジャーの脈拍の値を入力します



測定後、ストレス解消コースを開始します



入力後、ストレス解消コースを開始します

●ストレス解消コースの「ストレス測定」の変更内容（マッサージ後）



今回の仕様変更より、脈波センサーと同様に脈拍測定を行えるアクティブメジャーを利用して、ストレス解消コースの「ストレス測定」を行います。

●測定管理の「脈拍管理」の変更内容



仕様変更後は、測定管理の「脈拍管理」の項目を削除します。
この項目は脈波センサーを利用して、脈拍を 90 秒間測定することができる機能を持っています。

仕様変更後は、アクティブメジャーとルピナスリンク 365 を利用することで、常時脈拍測定ができます。また、履歴についても、ルピナスリンク 365 で、1 日の脈拍の推移を確認することができるため、より詳細に脈拍管理を行えます。

●脈拍履歴と脈拍履歴（ストレス解消）の変更内容



仕様変更後は、履歴の「脈拍履歴」と「脈拍履歴（ストレス解消コース）」の項目を削除します。

仕様変更後は、アクティブメジャーとルピナスリンク 365 を利用することで、常時脈拍測定ができます。また、履歴についても、ルピナスリンク 365 で、1 日の脈拍の推移を確認することができるため、より詳細に脈拍管理することができます。

●工場出荷時の切替え製造番号についての情報

脈拍センサー有りと無しについて、工場出荷時の切替え製造番号は、以下の通りになります。

- ① FMC-LPN9000（ルピナスライト）は、製造番号 2003800 から脈拍センサー無し版に変更します。
- ② FMC-LPN10000（ルピナス）は、製造番号 1012390 から脈拍センサー無し版に変更します。

以上